

Moniri®

Nasal Wash

- EN Instructions for Use
- SV Bruksanvisning
- PT Instruções de uso
- ES Instrucciones de uso



2-99





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Moniri® Nasal Wash

Instructions for Use

Read the instructions for use before starting.

Why use Moniri® Nasal Wash?

Moniri® Nasal Wash helps children and adults to rinse the nose for prevention and treatment of rhinosinusitis. For single patient use only.

Product content


Moniri® Nasal Wash contains the following components (Fig. 1):

- Connecting parts
- Bottle (300ml)

How to use Moniri® Nasal Wash (Fig.2-3)

1. Dissolve 1 teaspoon of salt into 1 liter of distilled or boiled water.
2. Cool down the saline solution and fill the Moniri® Nasal Wash.
3. Stand slightly bent with the head tilted over a bathroom sink.
4. Press the button and let the saline solution flow from one nostril to the other.
5. Repeat the procedure on the opposite side. Use a tissue to blow out any remaining saline solution.

Warnings and precautions

 If the patient experiences any allergic symptoms, cease treatment and consult a physician. This product contains small components and should be kept out of reach from children. The treatment of children should always be supervised by an adult.

Maintenance

If required, the components can be gently rinsed with water. Disposal should be made according to local environmental procedures.

Storage

When not in use, protect the product against light.



Moniri® Nässköljare

Bruksanvisning

Läs bipacksedeln innan du börjar använda Moniri® nässköljare.

Vad Moniri® nässköljare används för

Moniri® nässköljare kan användas av barn och vuxna för rengörning av näsan för förebyggande och behandling av näs- och bihåleinflammation. För användning av en enskild patient.

Produktinnehåll

Moniri® nässköljare består av följande delar (Fig. 1):

- Anslutningsdelar
- Flaska (300 ml)

Hur du använder Moniri® nässköljare (Fig. 2-3)

1. Lös upp en tesked salt i 1 liter destillerat eller kokt vatten.
2. Låt koksaltlösningen svalka och fyll därefter upp Moniri® nässköljaren.
3. Stå lätt framåtlutad med huvudet lutat åt ena sidan över badrumshandfatet.
4. Tryck på knappen och låt koksaltlösningen rinna från ena till den andra näsborren.
5. Upprepa på motsatt sida. Använd en pappersnäsduk för att snyta ut resten av koksaltlösningen.


Underhåll

Vid behov kan produkten sköljas med vatten. Kassering ska göras i enlighet med lokala miljöriktlinjer.

Förvaring

Skydda produkten från ljus när den inte används.

Varningar och försiktighetsåtgärder

 Vid allergiska symtom, avbryt behandlingen och kontakta läkare. Produkten innehåller små delar och ska förvaras utom räckhåll för barn. Behandling av barn bör alltid ske under övervakning av en vuxen.



Moniri® Irrigador Nasal

Instruções de utilização

Leia as instruções de utilização antes de usar Moniri® irrigador nasal.

Porque usar Moniri® irrigador nasal?

Moniri® irrigador nasal é usado por crianças e adultos para irrigação nasal na prevenção e tratamento da rinosinusite. O dispositivo destina-se a uso individual por paciente.

Conteúdo do produto

Moniri® contém os seguintes componentes (Fig. 1):

- Componentes de ligação
- Garrafa (300 ml)

Como usar Moniri® (Fig. 2-3)

1. Dissolva 1 colher de sobremesa de sal em 1 litro de água destilada ou fervida.
2. Deixe refrescar a solução salina e encha o Moniri® irrigador nasal.
3. Incline ligeiramente o corpo com a cabeça inclinada no lavatório da casa de banho.
4. Aperte o botão e deixe a solução salina correr de uma narina para a outra.
5. Repita o procedimento no lado oposto. Use um lenço de papel para assoar a água salina restante.


Manutenção

Se necessário, o produto pode ser lavado com água. A eliminação deve obedecer às regras ambientais locais.

Armazenagem

Proteger o produto da luz se não estiver a ser utilizado.

Avisos e precauções

 Caso o doente revele sintomas de alergia, interrompa o tratamento e consulte um médico. Este produto contém componentes pequenos, devendo ser mantido afastado do alcance de crianças. O tratamento de crianças deve ser sempre supervisionado por um adulto.

Moniri® Irrigador Nasal

Instrucciones de Uso

Lea las instrucciones de uso antes de usar Moniri® irrigador nasal.

¿Por qué usar Moniri® irrigador nasal?

Moniri® irrigador nasal puede ser usado por niños y adultos para irrigación nasal para prevención y tratamiento de rinosinusitis. Sólo para uso individual.

Contenido del producto

Moniri® irrigador nasal contiene los siguientes componentes (Fig. 1):

- Piezas de conexión
- Botella

Cómo usar Moniri® irrigador nasal (Fig.2-3)

1. Disuelva 1 cucharadita de sal en 1 litro de agua destilada o hervida.
2. Enfríe la solución salina y llene Moniri® irrigador nasal.
3. Sitúese de pie ligeramente inclinado con la cabeza inclinada sobre el lavabo del baño.
4. Presione el botón y deje que la solución salina fluya de una fosa nasal a la otra.
5. Repita el procedimiento en el lado opuesto. Use un pañuelo para sonarse y expulsar cualquier resto de solución salina.


Mantenimiento

Si es necesario, se puede enjuagar el producto con agua. Debe desecharse de acuerdo con las normas ambientales locales.

Almacenamiento

Cuando no lo esté usando, protéjalo de la luz.

Advertencias y precauciones

 Si el paciente experimenta cualquier síntoma de alergia, suspenda el tratamiento y consulte con un médico. Este producto contiene partes pequeñas y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. El tratamiento en niños debe siempre ser supervisado por un adulto.



Instructions for use
Revised February 2022

www.monirimedical.com



Distributed by
Moniri Medical AB
Box 576 114 79
Stockholm
Sweden

Manufactured by
Wenzhou Medical Technology Co. Ltd.
Industrial Estate Puqi
Yueqing City, Zhejiang Province, China